

AP-100

Zautomatyzowany system inokulacji

Zautomatyzowana i kompaktowa konstrukcja Mindray ID/AST zapewniająca dokładną i bezpieczną inokulację




AP-100

Zautomatyzowany system inokulacji



Jednoczesne dozowanie inokulum do wielu studzienek eliminuje żmudną pracę manualną, zapewniając maksymalną precyzję i znaczące skrócenie czasu procesu.



Kompaktowa konstrukcja idealnie mieści się w komorze laminarnej, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy.

Parametry techniczne

Sposób dozowania inokulum	Zastosowanie strzykawki i pompy podczas dozowania
Wyświetlacz	Cyfrowy ekran LED, wyświetlający rodzaj inokulowanej płytki
Zakres	TDR YEAST-96, TDR STAPH-96, TDR STR-96, TDR NF-96, TDR ONE-96, TDR NH-96
Wydajność	30 płytek testowych na godzinę
Odtwarzalność	CV ≤ 5%
Zasilanie	AC100~240V, 50/60H
Wymiary i masa	340 mm × 300 mm × 360 mm 13±1 kg
Warunki robocze	Temperatura otoczenia: 15~30°C, Wilgotność względna: 20%RH~80% RH, bez kondensacji Wysokość: -400~3000m



www.mindray.com

P/N:ENG-AP-100-210285X2P-20221020

©2022 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.

Altium International Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
telefon +48 22 549 14 00
ortho.pl@altium.net
www.altium.net/pl