

Příprava vzorků

GC kolony

HPLC kolony



Podpořte kvalitu a spolehlivost svých analytických výsledků. V rámci akční nabídky získáte **30% slevu** na **chromatografické kolony pro HPLC a GC aplikace** a na **produkty určené k extrakci, čištění a úpravě vzorků** před instrumentální analýzou, včetně SPE kolonek, SPME vláken, QuEChERS kitů, stříkačkových filtrů a SPE manifoldů.

Akce se nevztahuje na ekonomická balení stříkačkových filtrů obsahující 1000 kusů.

Sleva 30 %
promo kód: AGIL26

Spotřební materiál pro spektroskopii



30% sleva na spotřební materiál určený k přístrojové technice pro elementární analýzu a spektroskopické metody (ICP-MS, ICP-OES, AAS, UV-VIS), včetně standardů pro prvkovou analýzu.

Nově v nabídce: keramická vnější trubice (Ceramic Outer Tube-Set) pro polo- i plně rozebíratelné hořáky Agilent ICP-OES 5800/5900 a 5100/5110 v konfiguracích DV i RV. K dispozici je také nový plně rozebíratelný hořák s keramickou vnější trubicí, který nabízí vyšší odolnost a delší životnost i při práci s náročnými matricemi.

[Chcete se o novinkách dozvědět více? Připojte se k odbornému webinaru: 14. 10. 2026 od 10.00.](#)


Sleva 30 %
promo kód: SPEC26

NOVINKA!

Rozšířené portfolio ultra-inertních kolon Altura pro bioanalytické aplikace

Díky technologii Ultra Inert použité u kolon Altura SEC jsou účinně omezeny interakce mezi analyty a kovovými povrchy, takže již není nutné potlačovat tyto sekundární interakce pomocí aditiv v mobilní fázi. Tato technologie přináší více než dvojnásobné zlepšení symetrie píků bazických proteinů a lepší detekci monoklonálních protilátek (mAb) a konjugátů protilátka–léčivo (ADC).

Spolehlivé separace při nižší iontové síle rozšiřují využitelný rozsah podmínek metody, zjednodušují její vývoj a snižují závislost na vysokých koncentracích solí při vývoji robustních SEC postupů.

Polymerní kolony PLRP-S poskytují dlouhodobě vynikající výkon při použití mobilních fází s kyselinou mravenčí a umožňují využití MS detekce k potvrzení molekulové hmotnosti nebo ke stanovení poměru léčiva k protilátce (DAR).

Technologie Ultra Inert nyní dále zdokonaluje celý pracovní postup: výrazně zkracuje dobu kondicionování kolony u náročných vzorků, jako jsou konjugáty protilátka–léčivo (ADC), zvyšuje výtěžnost analytů a zlepšuje tvar píků u analytů citlivých na interakce s kovovými povrchy.

